


## PRODUCT CATALOGUE

## Carvy Cannula

- 子宮内膜及び頸管粘液等の組織採取用器具です。
- 任意の形状記憶が可能です。
- ストレートとカーブ形状があり、屈曲した状態でも確実な組織採取ができます。
- 外筒には先端部の深度を確認する目盛りが付いています。




届出番号：22B2X10020000011

REF	コード	外径 (mm)	長さ (cm)	仕様詳細	内容量
701:433200	CV-P6023	2.80	23	ストレート形状	10本/箱
702:433201	CV-P6023R			先端カーブ形状	

## CV-P6023

ストレート形状



## CV-P6023R

先端カーブ形状



## 品質管理

無菌保証レベル SAL10<sup>-6</sup> / 滅菌済み

使用前に添付文書を必ずお読みください。再使用は行わないでください。

○ 外径 … 2.80mm

○ 長さ … 23cm

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。