


PRODUCT CATALOGUE

Carvy Cannula

- 子宮内膜及び頸管粘液等の組織採取用器具です。
- 任意の形状記憶が可能です。
- ストレートとカーブ形状があり、屈曲した状態でも確実な組織採取ができます。
- 外筒には先端部の深度を確認する目盛りが付いています。




認証番号：22B2X10020000011

REF	コード	外径 (mm)	長さ (cm)	仕様詳細	内容量
433200	CV-P6023	2.80	23	ストレート形状	10本/箱
433201	CV-P6023R			先端カーブ形状	

CV-P6023

ストレート形状



CV-P6023R

先端カーブ形状



品質管理

無菌保証レベル SAL10-6 / 滅菌済み

使用前に添付文書を必ずお読みください。再使用は行わないでください。

○ 外径 … 2.80mm(2Fr)

○ 長さ … 23cm

COMMENTARY 講評

兵庫医科大学産科婦人科 准教授 福井 淳史 先生

子宮内膜生検を行う際、子宮強前屈や強後屈、子宮頸管のうねりがある場合、子宮ゾンは子宮腔まで挿入可能であるにもかかわらず、なかなか生検器具が入らない事態に遭遇することがある。そのような時は頸管拡張を行うなどして生検器具の挿入を試みるが、それでも挿入に苦労することがある。疼痛や検査時間延長などの患者負担も大きくなる。

カービィカニューレは子宮形状に合わせて子宮ゾンデ同様に自由に角度をつけることができ、スムーズに子宮内膜生検が可能となる。本品導入後は、全例で生検可能であり、生検不能例を1例も経験していない。

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

☎ 0120-111-471